


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd22 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20273

Número de artículo: CM0030192



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CD22, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Se dirige al receptor de células B CD22 (SIGLEC2) para investigaciones de señalización y adhesión de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD22 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2; CD22
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	933
ID de Gen	933
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 708-847 del CD22 humano (NP_001762.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20273
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo