


Anti-Cd22 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P20273 / P35329

Número de artículo: CM0007186



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CD22 (SIGLEC2) humano/ratón, validado para WB, IF, IHC y ELISA. Ideal para estudios de biología de células B y señalización del BCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD22 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Especie	Humano/Ratón
GeneID (humano)	933
GeneID	933/12483
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20273/P35329
Peso proteico	95kDa/97kDa
Envío	Bolsa de hielo