

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd225/Ifitm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13164

Número de artículo: CM0029311

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD225/IFITM1 humano (proteína transmembrana inducida por interferón 1) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón. Ideal para estudios de inmunidad antiviral y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CD225/IFITM1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8519
GeneID	8519
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-125 del CD225/IFITM1 humano (NP_003632.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13164
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo