

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd225/Ifitm1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13164

Número de artículo: CM0003928

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para CD225/IFITM1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta una proteína transmembrana inducida por interferón de 14 kDa implicada en la defensa antiviral y la tumorigénesis. Ideal para estudios de inmunidad innata y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD225/IFITM1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8519
ID de Gen	8519
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 del CD225/IFITM1 humano (NP_003632.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13164
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo