


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd226/Dnam-1 Para Fc - Q8K4F0

Número de artículo: CM0008372



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD226/DNAM-1 de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para la investigación de adhesión de células inmunes y citotoxicidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD226/DNAM-1 mAb
Observaciones/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
Especie	Ratónratón
GeneID (Humano)	10666
GeneID	225825
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-254 del CD226/DNAM-1 de ratón (NP_848802.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratónratón
SWISS	Q8K4F0
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo