


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd226/Dnam-1 Para Wb, Elisa - Q15762

Número de artículo: CM0005183



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD226/DNAM-1 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Específico para CD226 humano, un receptor inmunitario clave involucrado en la citotoxicidad de células T y NK. Ideal para investigación en inmunología y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo CD226/DNAM-1
Observaciones/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1; CD226/DNAM-1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10666
ID del Gen	10666
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD226/DNAM-1 humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15762
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo