


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd23 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06734

Número de artículo: CM0019619



Introducción

Valide este anticuerpo policlonal de conejo anti-CD23 humano en WB, IHC-P y ELISA. Detecta el receptor de IgE de baja afinidad tanto en humanos como en ratones, clave en la investigación de alergias y células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD23 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCERII; BLAST-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2208
GeneID	2208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-321 del CD23 humano (NP_001993.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06734
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo