

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd23 Para Wb Y Elisa - P06734

Número de artículo: CM0005747



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra el CD23 humano (FCER2), validado para WB y ELISA. Se dirige al receptor de baja afinidad para IgE; ideal para la investigación de la diferenciación de células B, alergias e inmunidad contra parásitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD23 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCERII; BLAST-2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2208
GeneID	2208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-321 del CD23 humano (NP_001993.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06734
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo