

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd239/Bcam Para Wb, Fc Y Elisa - P50895

Número de artículo: CM0006835



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD239/BCAM humano (molécula de adhesión de células basales). Validado para aplicaciones de WB, FC y ELISA. Suministrado por CamelBio para uso diagnóstico y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD239/BCAM
Observaciones/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Especie	Humano
GeneID (humano)	4059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-547 de CD239/BCAM humano (NP_005572.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P50895
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo