

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd239/Bcam Para Wb, Elisa - P50895

Número de artículo: CM0014268



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD239/BCAM (SWISS: P50895) para aplicaciones de WB y ELISA. Validado en humanos, presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios de adhesión celular, migración e invasión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD239/BCAM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4059
ID de Gen	4059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 352-547 de la proteína humana CD239/BCAM (NP_005572.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P50895
Peso de la Proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo