

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd239/Bcam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Número de artículo: CM0006794



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido al CD239/BCAM humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Adecuado para estudios de adhesión celular y receptor de laminina. Reacciona de forma cruzada con humano. Peso de la proteína: 67kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD239/BCAM Rabbit mAb                                                        |
| Observaciones/Alias | BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; molécula de adhesión de célula basal; CD239/BCAM |
| Especie             | Humano                                                                       |
| GeneID              | 4059                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                                                        |
| Fuente              | Conejo                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                     |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                       |
| SWISS               | P50895                                                                       |
| Peso de la Proteína | 67kDa                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                               |