

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd24 Para Wb, If, Fc, Elisa - P24807

Número de artículo: CM0007821

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-CD24 de alta especificidad validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA en muestras de ratón. Inmunógeno recombinante dirigido a los aminoácidos 27-53 del CD24 de ratón. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD24 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	12484
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-53 del CD24 de ratón (NP_033976.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P24807
Peso Molecular de la Proteína	8 kDa
Envío	Bolsa de hielo