

Anti-Cd24 Polymab® De Conejo Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P25063 / P24807

Número de artículo: CM0008940

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-CD24 de alta calidad. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con CD24 humano y de ratón. Útil para estudios de activación de células B, autoinmunidad y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD24 PolymAb® de conejo
Observaciones/Alias	CD24A
Especie	Humano/Ratón
ID de gen (Humano)	100133941
ID de gen (Ratón)	12484
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 del CD24 humano/ratón (NP_037362.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P25063 / P24807
Peso proteico	8kDa / 13kDa
Envío	Bolsa de hielo