

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd244 Para Wb, Fc, Elisa - Q9Bzw8

Número de artículo: CM0007598

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD244 de alta calidad validado para WB, FC y ELISA. Detecta el receptor de células asesinas naturales humanas 2B4 (SLAMF4), un modulador inmunitario. Ideal para investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD244 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécula CD244
Especie	Humana
ID genético (Humano)	51744
ID genético	51744
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 22-221 de CD244 humana (NP_001160135.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BZW8
Peso de la proteína	30kDa/36kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo