

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd244 Para Wb, Elisa - Q9Bzw8

Número de artículo: CM0022245

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CD244 validado para WB, ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Dirigido al receptor de células asesinas naturales 2B4 (SLAMF4); el inmunógeno cubre los aminoácidos 22-224. Para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD244 pAb de conejo
Observaciones/Alias	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4; CD244
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51744
ID del gen	51744
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-224 del CD244 humano (NP_057466.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZW8
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo