

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd248 Para Wb Y Elisa - Q9Hcu0

Número de artículo: CM0017853

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra CD248 humano (endosialina, TEM1) para Western blot y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Uso en investigación para estudios de angiogénesis, respuesta inmune y biología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD248 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TEM1; CD164L1; CD248
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57124
GeneID	57124
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-150 del CD248 humano (NP_065137.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HCU0
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo