

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd248/Tem1 Para Wb Y Elisa - Q9Hcu0

Número de artículo: CM0015372

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD248/TEM1 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce el marcador endotelial tumoral endosialina, involucrado en la angiogénesis y la modulación inmune. Adecuado para investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD248 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TEM1; CD164L1; CD248
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57124
GeneID	57124
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-150 de CD248 humano (NP_065137.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9HCU0
Peso de la proteína	81kDa
Envío	Bolsa de hielo