

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01589

Número de artículo: CM0005066



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD25 humano (IL2RA), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la tolerancia inmune, la biología de las células T reguladoras y la señalización de la interleucina-2. Inmunógeno recombinante, PM 31 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD25 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Especie	Humano
GeneID	3559
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-213 del CD25 humano (NP_000408.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01589
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo