

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd25 - P01589

Número de artículo: CM0028399



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD25 humano (receptor alfa de IL-2). Validado para WB, IF-P, IHC-P, FC y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre tolerancia inmune y células Treg.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD25 Rabbit pAb
Notas/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3559
GeneID	3559
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de CD25 humano (NP_000408.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01589
Peso proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo