


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd252 (Ligando Ox40) Para If/Icc, Fc, Elisa - P43488

Número de artículo: CM0012493



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD252 (ligando OX40) de ratón dirigido a los aminoácidos 51-198. Validado para IF/ICC, FC y ELISA. Adecuado para estudios de coestimulación de células T. Reacción cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo contra CD252 (ligando OX40)
Observaciones/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7292
GeneID	22164
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P43488
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo