


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd262/Dr5/Trailr2 Para Fc, Elisa - O14763

Número de artículo: CM0004962



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento específico para el receptor de muerte 5 humano (DR5, TRAILR2, CD262). Optimizado para citometría de flujo y ELISA, compatible con la investigación en apoptosis y oncología. O14763.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD262/DR5/TRAILR2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; miembro 10b del superfamilia de receptores de TNF; CD262/DR5/TRAILR2
Especie	Humano
GenelD (humano)	8795
GenelD	8795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-182 de CD262/DR5/TRAILR2 humano (NP_003833.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14763
Peso Proteico	12kDa/45kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo