


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd262/Dr5/Trailr2 Para Fc - O14763

Número de artículo: CM0008042



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD262/DR5/TRAILR2 humano, validado para citometría de flujo. Detecta el receptor 2 de TRAIL, un mediador clave de la apoptosis ampliamente expresado en líneas celulares tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD262/DR5/TRAILR2 humano
Observaciones/alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; miembro 10b de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humano
GeneID	8795 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-182 de CD262/DR5/TRAILR2 humano NP_003833.4
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14763
Peso de la proteína	12 kDa/45 kDa/47 kDa
Envío	Bolsa de hielo