

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd26/Dpp4 (Dppiv) Para Citometría De Flujo - P27487

Número de artículo: CM0007734



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra CD26/DPP4 humano (DPPIV, ADCP2). Validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de activación de células T e investigación del receptor del MERS-CoV. UniProt P27487.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD26/DPP4 mAb
Observaciones/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1803
GeneID	1803
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-766 del CD26/DPP4 humano (NP_001926.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P27487
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo