


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd26/Dpp4 Para Wb, Elisa - P27487

Número de artículo: CM0020984



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD26/DPP4 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en rata. Ideal para investigación en activación de células T y dipeptidil peptidasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD26/DPP4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1803
GeneID	1803
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 29-766 del CD26/DPP4 humano (NP_001926.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P27487
Peso Molecular de la Proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo