

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd26/Dpp4 Para Wb Y Elisa - P27487

Número de artículo: CM0010386



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo CD26/DPP4 detecta la DPP4 humana endógena, un receptor coestimulador de activación de células T y una serina proteasa, aplicable en WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo CD26/DPP4
Observaciones/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1803
ID de Gen	1803
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 667-766 de la proteína humana CD26/DPP4 (P27487)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P27487
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo