

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd26/Dpp4 Para Wb, Ip, Fc, Elisa - P27487

Número de artículo: CM0006933



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD26/DPP4 humano (DPP4), validado para WB, IP, FC, ELISA. Reconoce la proteína de 88kDa y es adecuado para estudios de activación de células T, proteasas y receptores virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-CD26/DPP4 de conejo
Notas/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Especie	Humano
ID del gen	1803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-766 de CD26/DPP4 humano (NP_001926.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27487
Peso de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo