

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd26/Dpp4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27487

Número de artículo: CM0013006



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD26/DPP4 humano. Validado para WB, IHC-P y ELISA, presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de activación de linfocitos T y dipeptidil peptidasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD26/DPP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1803
GeneID	1803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-766 de la proteína humana CD26/DPP4 (NP_001926.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27487
Peso de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo