

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd27 Para Wb, Elisa - P26842

Número de artículo: CM0018396



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-CD27 de conejo de alta calidad validado para Western blot y ELISA, detecta CD27 humano (~29 kDa) con reactividad cruzada de ratón. Ideal para investigación de puntos de control inmune y células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD27 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Especie	Humano
GeneID (Humano)	939
GeneID	939
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo