

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd27 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26842

Número de artículo: CM0022505



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD27 validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Dirigido contra el antígeno CD27 (TNFRSF7), un receptor inmunitario de control coestimulador implicado en la activación y la memoria de las células T. Inmunógeno: proteína recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD27 pAb de conejo
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Especie	Humano
ID del gen (humano)	939
ID del gen	939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-191 de CD27 humano (NP_001233.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P26842
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo