


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd271 Para Ihc-P Y Elisa - P08138

Número de artículo: CM0020503



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a CD271/p75NTR humano para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Este anticuerpo detecta el receptor de neurotrofinas de baja afinidad p75NTR, un regulador clave del desarrollo neuronal, la apoptosis y el ritmo circadiano. Ideal para investigación en neurociencia y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CD271 Rabbit pAb
Notas/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 330-427 de la CD271 humana (NP_002498.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08138
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo