

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd272/Btla Para Fc - Q7Tsa3

Número de artículo: CM0008732



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD272/BTLA de ratón, conjugado con . Validado para citometría de flujo (FC) para analizar la expresión de CD272/BTLA en linfocitos de ratón. Uso en investigación para estudios de señalización de receptores inhibidores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD272/BTLA mAb
Observaciones/Alias	A630002H24
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	151888
GeneID	208154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-176 del CD272/BTLA de ratón (NP_001032808.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q7TSA3
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo