

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd272/Btla Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q7Tsa3

Número de artículo: CM0006782



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD272/BTLA de ratón, un receptor inhibitorio en linfocitos. Validado para WB, IF/ICC, FC y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD272/BTLA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	A630002H24; CD272/BTLA
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	151888
GeneID	208154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-176 de CD272/BTLA de ratón (NP_001032808.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q7TSA3
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo