


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd274 Para Wb Y Elisa - Q9Ep73

Número de artículo: CM0020182



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD274/PD-L1 de ratón de alta calidad, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre puntos de control inmunitario e inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] CD274 Rabbit pAb
Observaciones/alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik; 74
Especie	Ratón
GeneID (humano)	29126
GeneID	60533
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9EP73
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo