

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd275 Para Wb Y Elisa - Q9Jhj8

Número de artículo: CM0019528

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el ligando humano de CD275 (ICOS), con reactividad cruzada con ratón. Validado para WB y ELISA. Compatible con investigaciones en regulación inmune, biología de células T y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-CD275                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | B7h; GL50; GL50; B7-H2; LICOS; B7RP-1; GL50-B; ICOS-L; Icoslg; Ly115l; mKIAA0653; CD275                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 50723                                                                                                                               |
| GeneID              | 50723                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-270 del CD275 humano. (NP_056605.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                               |
| SWISS               | Q9JHJ8                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 36kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |