

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd275 Para Wb - 075144

Número de artículo: CM0020879



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CD275 (ICOSL, B7-H2) validado para Western blot. Detecta el ligando ICOS humano y de ratón, con un peso molecular predicho de ~33 kDa. Ideal para estudios de costimulación de linfocitos T y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD275 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23308
GeneID	23308
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-256 de la ICOSL humana (NP_056074.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	075144
Peso molecular de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo