

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd276 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3-2

Número de artículo: CM0023196

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD276 humano (B7-H3), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de puntos de control inmunitario e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD276 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80381
GeneID	80381
Inmunógeno	Proteína Recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 29-245 del CD276 humano (NP_079516.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo