

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd276/B7-H3 Para Citometría De Flujo - Q5Zpr3-2

Número de artículo: CM0010374

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD276/B7-H3 humano/ratón para citometría de flujo (CF). Inmunógeno recombinante (aa 29-245). Reacciona con la molécula coestimuladora B7-H3. Apto para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano/ratón CD276/B7-H3
Observaciones/Alias	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; antígeno CD276
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80381
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-245 de CD276/B7-H3 humano (NP_079516.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso molecular de la proteína	33kDa/52kDa/57kDa
Envío	Bolsa de hielo