

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd276/B7-H3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3

Número de artículo: CM0021141

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el CD276/B7-H3 humano (B7-H3, B7RP-2, 4Ig-B7-H3) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta una proteína de membrana de 57 kDa involucrada en la regulación inmune de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD276/B7-H3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276/B7-H3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80381
GeneID	80381
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 29-245 del CD276/B7-H3 humano (NP_079516.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5ZPR3
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo