


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd28 Para Wb, Fc, Elisa - P10747

Número de artículo: CM0002743



Introducción

mAb de conejo anti-CD28 validado para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Reconoce el CD28 humano, de ratón y de rata; ~25 kDa. Herramienta esencial para la investigación de coestimulación de células T y puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD28
Observaciones/Alias	Tp44; CD28
Especie	Humano
GeneID (Humano)	940
GeneID	940
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD28 humano de longitud completa (P10747).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10747
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo