

Anti-Cd298/Atp1B3 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P54709

Número de artículo: CM0002410

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD298/ATP1B3, una subunidad beta-3 de la ATPasa de transporte de sodio/potasio. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del transporte de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD298/ATP1B3 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CD298; ATPB-3; ATP1B3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	483
GeneID	483
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 180-279 de la ATP1B3 humana (P54709)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54709
Peso Proteico	22kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo