

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd2Ap Para Wb Y Elisa - Q9Y5K6

Número de artículo: CM0027818



Introducción

CD2AP Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra CD2AP humano recombinante, adecuado para WB y ELISA, y presenta reacción cruzada con ratón y rata. Diseñado para la investigación sobre citoesqueleto y uniones celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD2AP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMS; CD2AP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23607
GeneID	23607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-639 de la CD2AP humana (NP_036252.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5K6
Peso de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo