

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd2Bp2 Para Wb Y Elisa - O95400

Número de artículo: CM0017508



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al CD2BP2 humano (U5-52K), validado para Western blot y ELISA. Implicado en el empalme de pre-ARNm, adecuado para estudios del ensamblaje del espliceosoma y la función del snRNP U5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD2BP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LIN1; Snu40; FWP010; U5-52K; PPP1R59; CD2BP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10421
GeneID	10421
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-341 del CD2BP2 humano (NP_006101.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95400
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo