

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3 Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0009746



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que dirige la cadena épsilon de CD3 (23 kDa) de células T humanas, de cynomolgus y de rhesus. Diseñado para citometría de flujo, permite el inmunofenotipado y estudios de activación de células T en investigación básica y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano/Mono CD3 mAb
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	916
ID de Gen	916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 del CD3 humano (NP_000724.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus, Rhesus
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo