


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd30 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P28908

Número de artículo: CM0002424



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD30 humano (TNFRSF8). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC y ELISA. Ideal para investigación en linfoma y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD30
Observaciones/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	943
GeneID	943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-379 del CD30 humano (NP_001234.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso Proteico	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Envío	Bolsa de hielo