


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd30 Para Wb, Elisa - P28908

Número de artículo: CM0026903



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD30 (P28908) validado para WB y ELISA en humanos. Inmunógeno péptido sintético de aminoácidos 500-595. Ideal para estudios de activación de linfoblastos y regulación del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD30 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	943
GeneID	943
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-595 del CD30 humano (NP_001234.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo