

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd300A Para Wb, Fc, Elisa - Q9Ugn4

Número de artículo: CM0008587



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD300A humano (IRp60). Adecuado para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Reconoce un receptor inhibitorio en células NK, células cebadas y otras células inmunitarias, detectándose múltiples isoformas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD300a Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IRC1, IRC2, CLM-8, IRp60, IGSF12, CMRF35H, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H9, CMRF35-H9, IRC1/IRC2, CMRF-35-H9
Especie	Humano
GeneID	11314
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 18-178 del CD300A humano (NP_009192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4
Peso proteico	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
Envío	Bolsa de hielo