

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd300A Para Wb, Elisa - Q9Ugn4

Número de artículo: CM0017941



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD300A humano, validado para WB y ELISA. Se dirige a un receptor inhibitorio de 33 kDa en células NK, células T y células cebadas. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD300A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9; CD300A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11314
ID de Gen	11314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-180 del CD300A humano (NP_009192.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo