


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd300A/C () Para Citometría De Flujo - Q9Ugn4/Q08708

Número de artículo: CM0008811



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD300a/c humano para citometría de flujo. Adecuado para el perfilado de células inmunitarias y estudios funcionales de esta familia de receptores inhibidores. Validado para aplicación en FC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD300 a/c humano de conejo
Observaciones/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11314/10871
ID del gen	11314/10871
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-178 de CD300a humano (NP_009192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo