


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd300C Para Wb, Elisa - Q08708

Número de artículo: CM0012957



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD300C humano (molécula similar a CMRF35 6). Validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación en inmunología y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD300C Conejo pAb
Observaciones/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Especie (Diana)	Humano
ID del Gen (Humano)	10871
ID del Gen	10871
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente (Anticuerpo)	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08708
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo