


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd300C Para If/Icc, Fc, Elisa - Q08708

Número de artículo: CM0004126



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD300C humano validado para IF/ICC, citometría de flujo y ELISA. Inmunógeno recombinante que abarca el dominio extracelular (aa 21-183). Detecta CD300C, un receptor inmunitario leucocitario expresado en monocitos, neutrófilos y células T y B. Ideal para investigación inmunológica y aplicaciones de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD300C
Observaciones/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10871
GeneID	10871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-183 de CD300C humano (NP_006669.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q08708
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo